



PL  SZYBKI START | CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA | 2-8

EN  QUICK START | FREQUENTLY ASKED QUESTIONS | 10-16

CZ  RYCHLÝ START | ČASTO KLADENÉ OTÁZKY | 18-24

Ensoelectronics

Sweeper CT[®]

1. SZYBKI START



KROK 1

WŁĄCZ URZĄDZENIE

(przycisk WŁĄCZ/WYŁĄCZ znajduje się w górnej części tylnej obudowy).

ZESKANUJ KOD NFC

(za pomocą kodu NFC zyskasz dostęp do elektronicznej instrukcji obsługi (pdf).

Link do instrukcji:

<https://www.ensoel.pl/support/sweeper-ct/>



KROK 2



PODEJMIJ DECYZJĘ wyboru programu za pomocą:

A. Przycisków Szybkiego Dostępu (wymagają zaprogramowania)

Patrz strona 14

B. MOJE PROGRAMY (wymaga zaprogramowania - ręcznie z Katalogu bazowego lub dołączanego opcjonalnie profesjonalnego programu LIFE COMMANDER 4) - Patrz strona 14

C. KATALOG BAZOWY (gotowych idealnie dobranych 663 programów)



KROK 3

WYBIERZ GOTOWY PROGRAM z KATALOG BAZOWY:


1. Zaznaczony/wybrany program zmienia kolor liter na żółty.
2. By upewnić się ile zostało wybranych / zaznaczonych programów spójrz na cyfry z prawej strony przycisku URUCHOM)
3. Naciśnij przycisk URUCHOM

KROK 4

TEST PODŁĄCZENIA ELEKTROD

SPRAWDŹ CZY DOBRZE SĄ PODŁĄCZONE ELEKTRODY.

Czerwone strzałki podpowiadają, gdzie musisz podłączyć kable (5) i elektrody (6) w danym programie. Po prawidłowym podłączeniu elektrod kolor strzałek zmieni się na zielony. Teraz możesz nacisnąć przycisk START.



KROK 5

NACIŚNIJ START W OKNIE PRACY:

Jeśli podjąłeś decyzję że nie chcesz używać któregoś kanału czy elektrod program zapyta się czy wyłączyć kanał (elektrody) by urządzenie nie kontroloowało ciągłości obwodu podczas wykonywania programu.

KROK 5a

WYGASZACZ EKRANU

By bateria jak najdłużej działała po kilku minutach pracy programu włącza się wygaszacz ekranu. By ponownie włączyć ekran wystarczy musnąć ekran 1 raz palcem. W przypadku włączonego „trybu kieszeni” trzy razy.

KROK 6

WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Po wykonaniu programu urządzenie wyłączy się samo po upływie kilku minut.

Jeśli chcesz wyłączyć urządzenie wcześniej lub wyjść z OKNA PRACY podczas wykonywania programu zatrzymaj program naciskając przycisk PAUZA i potem ikonę WYJŚCIA.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Pamiętaj: Urządzenie jest bardzo łatwe w obsłudze, ale bardzo złożone w swojej konstrukcji.

1. Dlaczego w trakcie działania programu następuje przerwa i urządzenie prosi o kontynuację programu?

- Każdy użytkownik będzie subiektywnie odczuwał impulsy na skórze dłoni podczas pracy urządzenia z elektrodami. W urządzeniu jest domyślnie zaprogramowana automatyczna kontrola przewodności (w razie potrzeby można ją wyłączyć włączając tryb „Elektrody żelowe” w USTAWIENIA). Jeśli w jakimś momencie przewodność się obniży lub powierzchnia ciała będzie za sucha, lub za mała styczność - program przerwie swoje działanie. Podczas pracy urządzenia może nastąpić brak ciągłości obwodu. Pojawi się wtedy komunikat głosowy „Elektrody odłączone”. Przyczyny mogą być następujące:
 - a) należy sprawdzić czy gniazda, kable są uszkodzone lub czy kable są prawidłowo podłączone do urządzenia
 - b) zbyt sucha, zniszczona skóra dłoni lub gruby naskórek

jak temu zaradzić?

- 1) należy lekko zwilżyć dłonie i ponowić program,
- 2) należy zwiększyć amplitudę dla elektrod i ponowić program.
- 3) włączyć tryb „Elektrody żelowe” znajdujący się w USTAWIENIA.

PAMIĘTAJ: nie stosuj elektrod, gdzie skóra w miejscu kontaktu z elektrodami jest uszkodzona.

2. Jak korzystać z pętli / maty indukcyjnej?

- Pętla indukcyjna oddziałuje na cały organizm bez względu na miejsce ulokowania, jednak w celu intensyfikacji oddziaływania można umieścić ją w miejscu zmienionym chorobowo lub w miejscu emisji bólu. Można ją zatem umieścić na szyi, przewiesić przez ramię, umieścić na biodrach, stawach, itp. (gdy podłączamy pętlę indukcyjną zewnętrzną, indukcja wewnętrzna automatycznie się wyłącza).
- Mata indukcyjna jest używana albo jako oparcie pod plecy albo można usiąść na niej na krześle. Mata indukcyjna dzięki swojej konstrukcji dostarcza pola bardziej jednorodnego zapewniającego lepsze parametry niż w przypadku pętli indukcyjnej.
- Indukcja wewnętrzna działa zawsze, gdy włączamy którykolwiek program w urządzeniu, dlatego można korzystać z sesji częstotliwościowych, nie podłączając ani elektrod, ani pętli indukcyjnej zewnętrznej. Wystarczy ustawić wybrany program i nosić urządzenie przy sobie. Można przyłożyć urządzenie do miejsca emisji bólu lub tam, gdzie występują dolegliwości.

3. Jakie częstotliwości kryją się pod dostępnymi programami?

- Zastosowane tu zostały całe spektra możliwości pochodzące z badań naukowych Rife'a, Clark oraz innych naukowców jak i własnych badań.

4. Czy Program ogólny będzie działał na każdego?

- W programie ogólnym znajduje się szerokie spektrum częstotliwości, które pozytywnie działa w większości przypadków.

5. Czy w Sweeper są potrzebne elektrody nożne?

- Aby umożliwić dostęp prądu do całego organizmu i wzmocnić efekt sesji, jest możliwość podłączenia elektrod nożnych. Należy w tym celu złożyć na nie indywidualne zamówienie w firmie Enso Electronics.

6. Co może być przyczyną nieskuteczności?

- Jeżeli jakiś czas korzystamy już z urządzenia, a efekty nie są zadowalające może to być związane m.in. z utrzymywaniem niewłaściwej diety, która jest niezbędnym elementem występującym podczas stosowania seansów Sweeperem, bądź niewłaściwie, samodzielnie dobrane programami. W takiej sytuacji zalecamy wizytę u specjalisty/naturopieuty posługującego się metodą Volla lub Vega test, który będzie mógł przeprowadzić test elektropunktury i dobrać terapię do potrzeb indywidualnych.

7. Ile seansów dziennie można stosować przy użyciu sweepera?

- Ilość seansów zależy przede wszystkim od stanu samopoczucia i witalności indywidualnie.
- Konieczne jest stosowanie środków wspomagających oczyszczanie organizmu i usuwanie toksyn wytworzonych w trakcie terapii.
- Bez względu na dobre samopoczucie nie należy przekraczać 4 seansów dziennie działających na patogeny. Nie dotyczy to programów takich jak: detoks, drenaż, programów wspomagających narządy itp.
- Rekomenduje się robić przerwy między seansami. Zaleca się by seans nie trwał dłużej niż 2 godziny czasu.

8. W jakiej kolejności prowadzić terapie zdrowotne?

- Kolejność postępowania powinna być ustalana przez specjalistę lub terapeutę. W przypadku braku takiej konsultacji, należy ustawiać programy po objawach, np.: ból głowy, obrzęk, wzdęcia itp.

9. Czy urządzenie działa podobnie jak zapper?

- Część generująca prąd opiera się na zasadach działania zappera Huldy Clark, jednak ma ulepszony mechanizm, który przede wszystkim posługuje się zakresem częstotliwości wybiórczych, które nie uszkadzają naturalnej mikroflory i docierają skuteczniej do organizmu.

10. Czy urządzenie można stosować u dzieci?

- Nie zaleca się stosowania samodzielnie programów u dzieci poniżej 3 roku życia. Zawsze należy skonsultować się z terapeutą od biorezonansu. Dzieciom stosuje się programy z czasem 1 programu skróconym do 7 minut.

11. Wrażliwość na prąd (odczuwanie prądu)

Na wrażliwość na prąd wpływa wiele czynników:

1. Po pierwsze, zależy to od **parametrów fizycznych sygnału na elektrodach**:

- Zależy to od częstotliwości zmiany kierunku przepływu prądu, im mniejsza częstotliwość (rzadziej występują skoki prądu), tym większa czułość. Jeden program może składać się z wielu sygnałów o różnych częstotliwościach
- Zależy to od kształtu sygnału – im bardziej stromy sygnał, tym bardziej jest on odczuwany.
- Oczywiście zależy to od intensywności – im wyższa, tym bardziej odczuwalna.
- Zależy od polaryzacji zastosowanego sygnału

2. Po drugie, na czułość ma wpływ **przewodnictwo części ciała ludzkiego** znajdującej się między elektrodami. Przewodność zależy również od wielu czynników:

- wilgotności skóry,
- ogólnego stanu zdrowia ludzi,
- stanu psychicznego człowieka,
- ciśnienia krwi,
- warunków atmosferycznych,
- czasu zabiegu,
- ilości zabiegów dziennie,
- wieku,
- płci
- i wiele innych.

Nie można od czasu do czasu porównywać odczuwania, bo czynniki zewnętrzne dość często się zmieniają. W różnych momentach człowiek może czuć prąd lub wcale go nie czuć. To nie jest znak, że urządzenie nie działa. Jest to normalny proces oparty na prawach biofizyki. Urządzenie jest skonstruowane w taki sposób, że posiada kontrolowane parametry elektryczne, które nie zmieniają się w czasie jego eksploatacji. W razie wątpliwości zawsze można je sprawdzić w serwisie producenta.

Dlaczego lepiej jest być nie odczuwał mrowienia? Zapoznaj się poniżej z regułą Arndta-Schultza.

Znane jest prawo Arndta i Schultza, zgodnie z którym słaby bodziec wywołuje korzystną reakcję organizmu, natomiast silny może znieść ten wpływ. Wykazano, że stosunkowo niskie natężenia pola magnetycznego są bardziej skuteczne niż pola o wyższym natężeniu.

Stosowanie pól o znacznie wyższym natężeniu (na zasadzie „im więcej, tym lepiej”) jest bezsprzecznie nieskuteczne, a może nawet ma działanie przeciwne do zamierzonego. Należy także zwrócić uwagę na różnice między naturalnymi polami magnetycznymi a polami elektromagnetycznymi.

Prawo SCHULTZA

słaby bodziec działa podtrzymująco na procesy życiowe,

bodźce średnie działają na nie jedynie **usprawniająco, ćwicząco,**

a bodźce silne działają niekorzystnie, hamując reakcje lub wywołując reakcje paradoksalne

12. ODCZUWANIE PRĄDU tylko na jednej elektrodzie.

Niektórzy mogą się obawiać że nie odczuwają prądu na obydwóch elektrodach. Wynika to z kierunku przepływu prądu. Jest to również oparte na prawach biofizyki. Jest to normalne i nie świadczy o nieprawidłowej pracy urządzenia.

Jeśli użytkownikowi bardzo zależy by mieć możliwość odczuwania prądu na obydwóch elektrodach i posiada doświadczenie to może za pomocą programu LIFE COMMANDER ustawić w programie tryb: BIEGUNOWOŚĆ na DWUBIEGUNOWA. **Dodatnią polaryzację odczuwa się w prawej ręce, ujemną polaryzację odczuwa się w lewej ręce.**

Warto wspomnieć, że biegun ujemny działa pobudzająco, a biegun dodatni przeciwbólowo. Biegun ujemny stosuje się w przypadku zaburzeń czucia lub zapobiegania degeneracjom włókien nerwowych w uszkodzonym nerwie. Biegun dodatni oddziałuje niekorzystnie na uszkodzone nerwy, dlatego w tego typu schorzeniach jako elektrodę czynną stosuje się zawsze katodę. Poniżej przedstawiono działanie poszczególnych elektrod.

Biegunowość dodatnia +	Biegunowość ujemna -
Powoduje obniżenie pH.	Powoduje wzrost pH (odczyn zasadowy).
Działa koagulacyjnie, a tym samym powoduje stwardnienie tkanek.	Działa zmiękczająco i rozpuszczająco.
Zmniejsza pobudliwość tkanek.	Zwiększa pobudliwość tkanek.
Powoduje spadek napięcia mięśniowego.	Powoduje wzrost napięcia mięśni. Działa przekrwienie (powoduje zaczerwienienie skóry).
Wpływa na lekkie odwodnienie skóry.	Może powodować lekki obrzęk skóry.
Działa łagodząco, tonizująco i uspokajająco.	Działa drażniąco.

UWAGA: „Odczuwanie prądu”

Sweeper to urządzenie o działaniu rezonansowo-częstotliwościowym. Głównym czynnikiem „działającym” jest częstotliwość, sekwencja częstotliwości i ich charakterystyka czasowa. Prąd elektryczny lub pole elektromagnetyczne to tylko transport do dostarczania informacji o częstotliwości do organizmu.

Zalecamy ustawienie Intensywności na minimum. W ostateczności możesz ją zwiększyć, ale do momentu, gdy poczujesz mrowienie, a następnie lekko ją zmniejsz. W przypadku pracy z indukcją parametry pola są optymalnie dobrane przez producenta i nie wymagają regulacji.

Należy rozumieć, że „odczuwanie prądu” lub jego brak nie jest wyznacznikiem prawidłowej pracy urządzenia. To wszystko są czysto indywidualne i subiektywne odczucia.

13. Sweeper CT nie pomaga rozwiązać problemu, dla którego został zakupiony.

Najpierw upewnij się, że Sweeper CT działa. W wielu przypadkach samo sprawdzenie położenia elektrod i pętli znacznie poprawia wydajność urządzenia.

Możliwe też, że okres stosowania nie był wystarczająco długi, aby uzyskać pożądany efekt. Pomyśl o regularnym

stosowaniu Sweeper CT przez 2-3 tygodnie. Korzystny efekt obserwuje się zwykle w ciągu już pierwszych kilku dni. Ważne jest, aby wiedzieć, że zawsze jesteśmy gotowi do komunikacji z Tobą, a jeśli masz jakiegokolwiek pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszych sieci społecznościowych lub poczty e-mail, również na naszej stronie internetowej.

14. Urządzenie zostało wystawione na działanie nadmiernej ilości wody.

Sweeper CT nie został zaprojektowany jako wodoodporny, chociaż krótkie wystawienie na działanie wody nie może trwale uszkodzić urządzenia. Jeśli Sweeper CT zostanie wystawiony na działanie wody, odzyskanie może być możliwe poprzez natychmiastowe wyłączenie urządzenia poprzez umieszczenie urządzenia w hermetycznej torbie lub pojemniku z suchym niegotowanym ryżem na 2-3 dni. Ryż działa jak środek osuszający i powoli usuwa wilgoć.

15. Urządzenie nie włącza się, ekran się nie podświetla.

Naładować baterię. Sprawdź kabel USB.

16. Jak sprawdzić intensywność indukcji pola elektromagnetycznego

Włącz urządzenie. W menu urządzenia wybierz „Ustawienia”, a tam „Test induktora”. Umieść wskaźnik pola (tester) dostarczony wraz z urządzeniem z tyłu urządzenia lub w pobliżu zewnętrznej cewki / maty indukcyjnej. Jeśli dioda na nim świeci, oznacza to, że wbudowany induktor lub zewnętrzna pętla / mata indukcyjna (jeśli do urządzenia jest podłączona zewnętrzna pętla indukcyjna, to wbudowany induktor w tym czasie nie działa i odwrotnie) działa dobrze. Jeśli zwiększysz odległość, jasność będzie powoli słabnąć. Dzieje się tak, ponieważ natężenie pola magnetycznego maleje wraz z odległością od powierzchni induktora zgodnie z prawem odwrotności kwadratu.

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub inne pytania nie zawarte w instrukcji

prosimy o kontakt mailowy:

biuro@ensoel.pl

Telefoniczna pomoc specjalistów pod numerem:

(22) 382 55 50 (51)

Po filmy instruktażowe zapraszamy na

[You Tube - kanał Enso Electronics](#)

1. QUICK START



STEP 1

TURN ON THE DEVICE

(the ON/OFF button is located on the top of the back cover).

SCAN NFC CODE

(using the NFC code you will gain access to the electronic manual (pdf).

Link to the manual:

<https://www.ensoel.pl/support/sweeper-ct/>



STEP 2



MAKE THE DECISION to choose a program with:

A. Quick Access Buttons (requires programming)

See page 14

B. MY PROGRAMS (requires programming - manually from the Base Catalog or the optionally attached professional program LIFE COMMANDER 4) - Patrz strona 14

C. BASE CATALOG (ready-made perfectly matched 663 programs)



STEP 3

SELECT A READY PROGRAM from BASE CATALOG:


1. The highlighted/selected program changes the color of the letters to yellow.
2. To make sure how many programs have been selected, look at the numbers on the right side of the RUN button.
3. Press the RUN button.

STEP 4

ELECTRODE CONNECTION TEST

CHECK IF THE ELECTRODES ARE PROPERLY CONNECTED.

The white (previously red) arrows indicate where you need to connect the cables (5) and electrodes (6) in a given program. After correctly connecting the electrodes, the color of the arrows will change to green. Now you can press the START button.



STEP 5

CLICK START IN THE WORK WINDOW:

If you have decided that you do not want to use a particular channel or electrode, the program will ask if you want to disable the channel (electrode) so that the device does not monitor circuit continuity during program execution.

STEP 5a

SCREEN SAVER

To ensure that the battery lasts as long as possible, the screen saver is activated after a few minutes of program use. To reactivate the screen, simply tap the screen once with your finger. In "pocket mode", it takes three taps.

STEP 6

TURNING OFF THE DEVICE

After executing the program, the device will turn off automatically after a few minutes. If you want to turn off the device earlier or exit the WORK WINDOW while the program is running, pause the program by pressing the PAUSE button and then the EXIT icon.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

TROUBLESHOOTING

Remember: The device is very user-friendly, but very complex in its construction.

1. Why is there a pause during program execution and the device prompts for program continuation?

- Each user will subjectively feel impulses on their palm skin while using the device with electrodes. The device is equipped with default automatic conductivity control (it can be disabled by the "Gel Electrodes" mode in the settings if needed). If at any point the conductivity decreases or there is insufficient moisture or insufficient contact with the skin, the program will pause its operation. A message saying "Electrodes disconnected" will be heard. The possible causes for this could be:
 - a) You should check if the sockets, cables are damaged or if the cables are properly connected to the device.
 - b) Too dry, damaged hand skin or thick calluses.

how to deal with it?

- 1) Lightly dampen your hands and repeat the program.
- 2) Increase the amplitude for the electrodes and repeat the program.
- 3) Activate the "Gel Electrode" mode located in SETTINGS.

REMEMBER: do not use electrodes where the skin in the area of contact with the electrodes is damaged.

2. How to use a loop / induction mat?

- The induction loop affects the entire body regardless of its location, however, to intensify the effects, it can be placed in a diseased or painful area. It can be placed around the neck, draped over the shoulder, placed on the hips, joints, etc. (when connecting an external induction loop, the internal induction automatically turns off).
- The induction mat is used either as a backrest or can be sat upon on a chair. Due to its design, the induction mat provides a more uniform field, ensuring better parameters than with the induction loop.
- The internal induction always works when any program is activated on the device, so frequency sessions can be used without connecting any electrodes or external induction loops. Just set the desired program and carry the device with you. The device can be applied to the area of pain emission or where discomfort is present.

3. What frequencies are covered by the available programs?

- Here, a wide range of possibilities derived from the scientific research of Rife, Clark, as well as other scientists and our own studies, has been applied.

4. Will the general program work for everyone?

- In the general program, there is a wide range of frequencies that have a positive effect in most cases.

5. Are foot electrodes necessary in a sweeper?

- To enable the flow of electricity throughout the entire body and enhance the effects of the session, it is possible to connect foot electrodes. In order to do this, it is necessary to place an individual order for them with Enso Electronics company.

6. What can be the cause of inefficiency?

- If we have been using a device for some time and the results are not satisfactory, it may be related to maintaining an improper diet, which is an essential element during Sweeper sessions, or incorrectly selecting the programs by ourselves. In such a situation, we recommend visiting a specialist/naturopath who uses the Volla or Vega test method, who will be able to perform an electroacupuncture test and tailor the therapy to individual needs.

7. How many sessions per day can be used with a sweeper?

- The number of sessions depends primarily on individual well-being and vitality.
- It is necessary to use supportive measures to cleanse the body and remove toxins generated during therapy.
- Regardless of feeling good, it is not advisable to exceed 4 sessions per day targeting pathogens. This does not apply to programs such as detox, drainage, organ support programs, etc.
- It is recommended to take breaks between sessions. It is recommended that a session does not last longer than 2 hours.

8. What is the order of conducting health therapies?

- The order of actions should be determined by a specialist or therapist. In the absence of such consultation, programs should be set based on symptoms, such as headache, swelling, bloating, etc.

9. Does the device work similarly to a zapper?

- The part generating current is based on the principles of Hulda Clark's zapper, but it has an improved mechanism that primarily utilizes selective frequency ranges, which do not harm the natural microflora and reach the body more effectively.

10. Can the device be used on children?

- It is not recommended to independently use programs on children under the age of 3. It is always advisable to consult with a bioresonance therapist. For children, programs are used with a time of 1 program shortened to 7 minutes.

11. Sensitivity to electric current (feeling electric current)

Many factors influence sensitivity to electric current:

1. Firstly, it depends on the **physical parameters of the signal on the electrodes**:

- It depends on the frequency of the current flow direction changes. The lower the frequency (less frequent current jumps), the greater the sensitivity. One program may consist of multiple signals with different frequencies.
- It depends on the shape of the signal - the steeper the signal, the more it is perceived.
- Of course, it depends on the intensity - the higher, the more noticeable.
- It depends on the polarization of the applied signal.

2. Secondly, the sensitivity is influenced by the **conductivity of the human body** part located between the electrodes. Conductivity also depends on many factors.:

- skin moisture,
- general health condition of people,
- mental state of a person,
- blood pressure,
- weather conditions,
- procedure time,
- number of procedures per day,
- age,
- gender
- and many others.

One cannot occasionally compare the sensation, as external factors often change quite frequently. At different times, a person may feel an electric current or not feel it at all. This is not a sign that the device is not working. It is a normal process based on biophysical laws. The device is designed in such a way that it has controlled electrical parameters that do not change during its operation. In case of any doubts, it can always be checked at the manufacturer's service.

Why is it better not to feel tingling? Familiarize yourself with the Arndt-Schultze rule below.

The Arndt-Schultz law states that a weak stimulus produces a beneficial reaction in the organism, whereas a strong stimulus can negate this effect. It has been shown that relatively low intensities of magnetic fields are more effective than higher intensities.

The use of significantly higher intensity fields (based on the principle of "more is better") is undoubtedly ineffective and may even have the opposite effect. It is also important to consider the differences between natural magnetic fields and electromagnetic fields.

SCHULTZ's Law:

Weak stimuli have a sustaining effect on life processes,
 Moderate stimuli not only improve, but also exercise these processes,
 Strong stimuli have a negative effect, inhibiting reactions or causing paradoxical reactions.

12. FEELING OF CURRENT only on one electrode.

Some people may be concerned that they do not feel the current on both electrodes. This is due to the direction of the current flow and is also based on the laws of biophysics. It is normal and does not indicate any improper functioning of the device.

If the user really wants to feel the current on both electrodes and has experience, they can set the mode in the LIFE COMMANDER program to "BIPOLAR." Positive polarization is felt in the right hand, while negative polarization is felt in the left hand.

It is worth mentioning that the negative pole has a stimulating effect, while the positive pole has an analgesic effect. The negative pole is used in cases of sensory disorders or to prevent degeneration of nerve fibers in a damaged nerve. The positive pole has a negative impact on damaged nerves, which is why in such conditions, the cathode is always used as the active electrode. The effects of each electrode are presented below.

Positive polarity +	Negative polarity -
Causes a decrease in pH.	Causes an increase in pH (alkaline reaction).
Acts as a coagulant and thus causes tissue hardening.	Acts as a softening and dissolving agent.
Reduces tissue excitability.	Increases tissue excitability.
Causes a decrease in muscle tension.	Causes an increase in muscle tension. Acts vasodilatory (causes skin redness).
Affects slight dehydration of the skin.	Can cause slight skin swelling.
Acts soothing, toning, and calming.	Acts irritant.

CAUTION: "Feeling the electric current"

Sweeper is a device that operates based on resonant-frequency action. The main factor that influences its action is frequency, frequency sequence, and their temporal characteristics. Electric current or electromagnetic field is merely used for transmitting frequency information to the body.

We recommend setting the Intensity to a minimum. You can increase it if necessary, but only until you feel a tingling sensation, and then slightly decrease it. When working with induction, the field parameters are optimally adjusted by the manufacturer and do not require regulation.

It should be understood that "feeling the current" or the lack thereof is not an indicator of the device's proper functioning. These are purely individual and subjective feelings.

13. The Sweeper CT does not help to solve the problem for which it was purchased.

First, make sure that Sweeper CT is working. In many cases, simply checking the position of the electrodes and loops greatly improves the device's performance.

It is also possible that the duration of use was not long enough to achieve the desired effect. Consider using Sweeper CT regularly for 2-3 weeks. The beneficial effect is usually observed within the first few days.

It is important to know that we are always ready to communicate with you, and if you have any questions, please contact us through our social networks or email, also on our website.

14. The device has been exposed to excessive amounts of water.

The Sweeper CT was not designed to be waterproof, although short exposure to water should not permanently damage the device. If the Sweeper CT is exposed to water, recovery may be possible by immediately turning off the device and placing it in a sealed bag or container with uncooked dry rice for 2-3 days. Rice acts as a drying agent and slowly removes moisture.

15. The device does not turn on, the screen does not light up.

Charge the battery. Check the USB cable.

16. How to check the intensity of electromagnetic field induction.

Turn on the device. In the device menu, select "Settings", and then "Inductor Test". Place the field indicator (tester) provided with the device at the back of the device or near the external coil/inductive mat. If the LED on it lights up, it means that the built-in inductor or external loop/matt (if an external inductive loop is connected to the device, then the built-in inductor does not work at that time, and vice versa) is functioning properly. If you increase the distance, the brightness will gradually diminish. This happens because the magnetic field intensity decreases with distance from the surface of the inductor according to the inverse square law.

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub inne pytania nie zawarte w instrukcji

prosimy o kontakt mailowy:

biuro@ensoel.pl

Telefoniczna pomoc specjalistów pod numerem:

(22) 382 55 50 (51)

Po filmy instruktażowe zapraszamy na

You Tube - kanał Enso Electronics

1. RYCHLÝ START



KROK 1

ZAPNĚTE PŘÍSTROJ

(Tlačítko ZAP/VYP se nachází v horní části zadního krytu).

NASKENUJTE NFC KÓD

Získáte přístup k elektronickému návodu pro použití (pdf) pomocí NFC kódu.

Odkaz na manuál:

<https://www.ensoel.pl/support/sweeper-ct/>



KROK 2



PODEJMIJ DECYZIJĘ wyboru programu za pomocą:

A. Przycisków Szybkiego Dostępu (wymagają zaprogramowania)

Patrz strona 14

B. MOJE PROGRAMY (wymaga zaprogramowania - ręcznie z Katalogu bazowego lub dołączanego opcjonalnie profesjonalnego programu LIFE COMMANDER 4) - Patrz strona 14

C. KATALOG BAZOWY (gotowych idealnie dobranych 663 programów)



KROK 3

VYBERTE SI PŘIPRAVENÝ PROGRAM ze ZÁKLADNÍHO KATALOGU:


1. Vybraný program změni barvu písmen na žlutou.
2. Abyste se ujistili, kolik programů bylo vybráno, podívejte se na čísla v pravé části tlačítka SPUSTIT.
3. Stiskněte tlačítko SPUSTIT.

KROK 4

KONTROLA PŘIPOJENÍ ELEKTROD

ZKONTROLUJTE, ZDA JSOU ELEKTRODY SPRÁVNĚ PŘIPOJENY.

Bílé (předchozí verze červené) šipky naznačují, kam musíte připojit kabely (5) a elektrody (6) v daném programu. Po správném připojení elektrod se barva šipek změní na zelenou. Nyní můžete stisknout tlačítko START.



KROK 5

STISKNI START V PRACOVNÍM OKNĚ.

Pokud jste se rozhodli, že nechcete používat některý z kanálů či elektrod, program se zeptá, zda kanál (elektrodu) vypnout, aby zařízení nehledělo na kontinuitu obvodu během provádění programu.

KROK 5a

OCHRANĚŘ OBRAZOVKY

Abyste baterie co nejdéle vydržely, po několika minutách práce se zapíná ochránář obrazovky. Abyste obrazovku znovu zapnuli, stačí jednou přejít prstem po obrazovce. V případě zapnutého "režimu kapsy" je třeba to udělat třikrát.

KROK 6

VYPNE ZAŘÍZENÍ

Po dokončení programu se zařízení samo vypne po několika minutách.

Pokud chcete zařízení vypnout dříve nebo během provádění programu opustit PRACOVNÍ OKNO, zastavte program stisknutím tlačítka PAUZA a poté ikony VÝSTUP.

NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Pamatujte: Zařízení je velmi snadné na ovládání, ale velmi složité ve své konstrukci.

1. Proč během provozu programu dochází k přerušení a zařízení žádá o pokračování v programu?

- Každý uživatel bude subjektivně vnímat impulzy na kůži dlaní během používání zařízení s elektrodami. Zařízení má výchozí nastavenou automatickou kontrolu vodivosti (při potřebě ji lze vypnout ve volbě "Gelové elektrody" v NASTAVENÍ). Pokud se v nějakém okamžiku sníží vodivost nebo bude povrch kůže příliš suchý nebo nedostatečný kontakt, program přeruší svou činnost. Během používání zařízení může dojít k přerušení obvodu. Zobrazí se hlasová zpráva "Elektrody odpojeny". Příčiny mohou být následující:
 - a) Musíte zkontrolovat, zda jsou zásuvky, kabely poškozené nebo zda jsou kabely správně připojeny k zařízení.
 - b) Příliš suchá, poškozená kůže rukou nebo tlustá rohovina.

Jak s tím vyrovnat?

- 1) Měli byste lehce navlhčit ruce a znovu spustit program.
- 2) Měli byste zvýšit amplitudu pro elektrody a znovu spustit program.
- 3) Zapněte režim "Gelové elektrody" v menu NASTAVENÍ.

PAMATUJ: Nepoužívejte elektrody na místech se poškozenou kůží v místě kontaktu s elektrodami.

2. Jak používat smyčku / indukční podložku?

- Smyčka indukčního pole ovlivňuje celé tělo bez ohledu na umístění, ale pro zesílení účinku lze umístit smyčku na místo postižené nemocí nebo místo bolesti. Může být umístěna kolem krku, přes rameno, na boky, klouby apod. (při připojení vnější smyčky se automaticky vypíná vnitřní indukce).
- Indukční mat se používá buď jako opora pro záda, nebo na ni můžete sedět na židli. Díky své konstrukci poskytuje indukční mat více homogenní pole s lepšími parametry než smyčka indukční.
- Vnitřní indukce funguje vždy, když zapneme libovolný program na zařízení, takže můžeme provádět frekvenční relace bez připojení elektrod ani vnější smyčky. Stačí nastavit požadovaný program a nosit zařízení u sebe. Můžete přiložit zařízení na místo bolesti nebo místo, kde se vyskytují potíže.

3. Které frekvence se skrývají za dostupnými programy?

- Použité techniky jsou založené na širokém spektru výzkumů od Rifeho, Clarkové a dalších vědců, stejně jako na našich vlastních studiích.

4. Budou běžet na každého obecný program?

- V celkovém programu je široké spektrum frekvencí, které působí pozitivně ve většině případů.

5. Vyžaduje Sweeper použití nožních elektrod?

- Pro zajištění přístupu elektřiny do celého těla a zvýšení účinku sezení je možné připojit nožní elektrody. K tomu je třeba objednat je individuálně u společnosti Enso Electronics.

6. Co může být příčinou neúčinnosti?

- Pokud již nějakou dobu používáte přístroj a výsledky nejsou uspokojivé, může to být způsobeno například nesprávnou stravou, která je nezbytnou součástí během používání Sweeper, nebo nesprávně vybranými programy. V takovém případě doporučujeme návštěvu specialisty/neuroterapeuta, který používá metodu Volla nebo Vega test, který bude schopen provést elektropunkturální test a přizpůsobit terapii individuálním potřebám.

7. Kolik sezení denně lze aplikovat se sweeprem?

- Počet sezení závisí především na individuálním stavu pohody a vitality. Je nezbytné používat prostředky, které podporují detoxikaci organismu a odstraňování toxinů vytvořených během terapie. Bez ohledu na dobrou pohodu by nemělo být překročeno 4 sezení denně s účinkem na patogeny. To neplatí pro programy jako detoxikace, drenáž, programy podporující orgány atd. Doporučuje se dělat přestávky mezi sezeními. Doporučuje se, aby sezení netrvalo déle než 2 hodiny.

8. V jakém pořadí provádět terapie pro zdraví?

- Pořadí postupu by mělo být určeno specialistou nebo terapeutem. V případě nedostatku konzultace je nutné programy nastavit na základě příznaků, například bolesti hlavy, otoku, nadýmání atd.

9. Funguje zařízení podobně jako zapper?

- Část generující elektrický proud je založena na principu zappera Huldy Clarkové, ale má vylepšený mechanismus, který využívá selektivního frekvenčního rozsahu, který nepoškozuje přirozenou mikroflóru a dosahuje organismu účinněji.

10. Je možné to zařízení používat u dětí?

- Nedoporučuje se používat programy sami u dětí mladších 3 let. Vždy byste měli konzultovat s biorezonančním terapeutem. U dětí se používají programy s časem 1 programu zkráceným na 7 minut.

11. Citlivost na elektrický proud (pocit elektrického proudu)

Citlivost na elektrinu ovlivňuje mnoho faktorů:

1. Záležejí to od **fyzikálních parametrů signálu na elektrodách**:

- To závisí na frekvenci změny směru proudu, čím nižší frekvence (méně časté skoky proudu), tím vyšší citlivost. Jeden program může obsahovat více signálů s různými frekvencemi.
- To závisí na tvaru signálu - čím strmější signál, tím více je citlivý.
- Samozřejmě to závisí na intenzitě - čím vyšší, tím více je cítit.
- To závisí na polarizaci použitého signálu.

2. Za druhé, citlivost závisí na **vodivosti části lidského těla** nacházející se mezi elektrodami. Vodivost také závisí na mnoha faktorech:

- vlhkost pokožky,
- všeobecný zdravotný stav lidí,
- duševný stav osoby,
- krevní tlak,
- atmosférické podmínky,
- dobu zákroku,
- počet zákroků denne,
- věk,
- pohlaví
- a mnoho dalších.

Některé čas od času změněny vnější faktory, a proto nelze srovnávat pocit, protože někdy může člověk cítit proud a jindy ne. To neznamená, že zařízení nefunguje. Je to normální proces založený na biofyzikálních zákonech. Zařízení je konstruováno tak, že má řízené elektrické parametry, které se nezmění během jeho používání. V případě pochybností je možné je vždy zkontrolovat v autorizovaném servisu.

Proč je lepší nepocítovat brnění? Seznámte se níže s **Arndt-Schultzovým pravidlem**.

Je známo Arndt-Schultzovo pravidlo, které říká, že slabý podnět vyvolává prospěšnou reakci organismu, zatímco silný může tento vliv snést. Bylo prokázáno, že relativně nízké intenzity magnetického pole jsou účinnější než pole s vyšší intenzitou.

Použití polí s výrazně vyšší intenzitou (podle zásady "čím více, tím lépe") je nesporně neúčinné a může mít dokonce opačný účinek než zamýšlený. Je také třeba věnovat pozornost rozdílům mezi přírodními magnetickými poli a elektromagnetickými poli.

Zákon SCHULTZa

slabý podnět má posilující účinek na životní procesy,

střední podněty mají pouze zlepšující a trénující účinek,

silné podněty mají nepříznivý účinek, brzdící reakce nebo vyvolávající paradoxní reakce

12. POCÍTĚNÍ ELEKTRICKÉHO PRŮDU pouze na jednom elektrodu.

Někteří lidé se mohou obávat, že necítí proud na obou elektrodách. To souvisí s směrem proudu. Toto je také založeno na zákonech biofyziky. Je to normální a neznamená, že zařízení nefunguje správně. Pokud uživatel opravdu chce cítit proud na obou elektrodách a má zkušenost, může pomocí programu LIFE COMMANDER nastavit v režimu: POLARITA na OBOJÍ. **Pozitivní polarizaci cítíme v pravé ruce, negativní polarizaci cítíme v levé ruce..**

Je důležité zmínit, že záporný pól působí jako podněcovací a kladný pól jako protibolestivý. Záporný pól se používá při poruchách vnímání nebo předcházení degeneracím nervových vláken ve poškozeném nervu. Kladný pól negativně ovlivňuje poškozené nervy, proto v takových případech vždy používejte katodu jako aktivní elektrodu. Níže je popsán účinek jednotlivých elektrod.

Pozitivní polarita+	Kladná polarita -
Působí na snížení pH.	Působí na zvýšení pH (alkalická reakce).
Koagulačně působí a tím způsobuje ztuhnutí tkání.	Působí měkčnoucím a rozpouštěcím způsobem.
Snižuje vzrušivost tkání.	Zvyšuje vzrušivost tkání.
Způsobuje snížení svalového napětí.	Způsobuje zvýšení svalového napětí. Působí prokrvovací způsobem (způsobuje zarudnutí kůže).
Ovlivňuje mírné odvodnění kůže.	Může způsobovat mírný otok kůže.
Působí zklidňujícím, tonizujícím a utišujícím způsobem.	Působí dráždivým způsobem.

POZOR: „Pocit proudu“

Sweeper je zařízení pracující s rezonančně-frekvenčním působením. Hlavním faktorem působení je frekvence, sekvenční frekvencí a jejich časová charakteristika. Elektrický proud nebo elektromagnetické pole jsou pouze přenosovým médiem pro předání informací o frekvenci organismu. Doporučujeme nastavit Intenzitu na minimum. V případě potřeby ji můžete zvýšit, avšak do doby, než začnete cítit mravenčení, a poté ji mírně snižte. Parametry pole pro indukční práci jsou optimálně nastaveny výrobcem a nevyžadují žádné úpravy. Je třeba si uvědomit, že "cítění proudu" nebo jeho absence není ukazatelem správné funkce zařízení

13. Čistírna CT nepomáhá vyřešit problém, pro který byla zakoupena.

Prvně se ujistěte, že Sweeper CT funguje správně. V mnoha případech stačí překontrolovat polohu elektrod a smyčky, což výrazně zlepší výkon zařízení.

Možná také nebyla dostatečně dlouhá doba používání, abyste dosáhli požadovaného efektu. Zkuste pravidelně používat Sweeper CT po dobu 2-3 týdnů. Výhodný efekt je obvykle patrný již během prvních pár dnů.

Důležité je vědět, že jsme vždy připraveni komunikovat s vámi a pokud máte jakýkoli dotaz, obraťte se na nás prostřednictvím našich sociálních sítí nebo e-mailu, také na našich webových stránkách.

14. Zařízení bylo vystaveno nadměrnému množství vody.

Zamůvčce CT nebyl navržen jako vodotěsný, i když krátkodobý kontakt s vodou by neměl trvale poškodit zařízení. Pokud je zamůvčce CT vystaveno vodě, je možné ho obnovit okamžitým vypnutím zařízení a umístěním do vzduchotěsného sáčku nebo nádoby s suchou, neloupanou rýží po dobu 2-3 dnů. Rýže působí jako vysoušející prostředek a postupně odstraňuje vlhkost.

15. Zařízení se nezapíná, obrazovka se nerozsvěcuje.

Nabit baterii. Zkontrolujte USB kabel.

16. Jak zjistit intenzitu indukce elektromagnetického pole

Zapněte zařízení. V nabídce zařízení vyberte "Nastavení" a poté "Test induktoru". Umístěte ukazatel pole (tester) dodávaný s zařízením na zadní stranu zařízení nebo poblíž vnější smyčky/maty indukční. Pokud na něm svítí dioda, znamená to, že vestavěný induktor nebo vnější smyčka/mata indukční (pokud je k zařízení připojena vnější smyčka indukční, pak v té době vestavěný induktor nefunguje a naopak) fungují správně. Pokud zvýšíte vzdálenost, jasnost se postupně snižuje. Stává se tak, protože intenzita magnetického pole klesá s vzdáleností od povrchu induktoru podle zákona obráceného druhé mocniny.

Jeśli macie Państwo jakieś uwagi lub inne pytania nie zawarte w instrukcji

prosimy o kontakt mailowy:

biuro@ensoel.pl

Telefoniczna pomoc specjalistów pod numerem:

(22) 382 55 50 (51)

Po filmy instruktażowe zapraszamy na

[You Tube - kanał Enso Electronics](#)